
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-waga-lazienkowa-gs-230-p-4696.html>

BEURER Waga łazienkowa GS 230



Numer katalogowy	GS 230 STRUCTURE
------------------	-------------------------

Kod producenta	GS 230 STRUCTURE
----------------	-------------------------

Kod EAN	4211125756659
---------	----------------------

Producent	Beurer
-----------	---------------

Opis produktu

Elegancka waga szklana.

Bardzo elegancka czarna waga szklana z powierzchnią o strukturze plastra miodu. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni. Płaski kształt.