
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:23

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-waga-lazienkowa-gs-300-koralowa-p-4698.html>

BEURER Waga łazienkowa GS 300 Koralowa



Numer katalogowy	GS 300 CORAL
Kod producenta	GS 300 CORAL
Kod EAN	4211125756079
Producent	Beurer

Opis produktu

Waga o ponadczasowym wzorze.

Koralowa waga szklana o ponadczasowym wzorze. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne i bezpieczne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni pokrytej silikonem. Płaski kształt.