

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:23

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-waga-lazienkowa-gs-300-turkusowa-p-4699.html>

## BEURER Waga łazienkowa GS 300 Turkusowa



Numer katalogowy	<b>GS 300 TURQUOIS</b>
------------------	------------------------

Kod producenta	<b>GS 300 TURQUOIS</b>
----------------	------------------------

Kod EAN	<b>4211125756062</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Beurer</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

Waga o ponadczasowym wzorze.

Turkusowa waga szklana o ponadczasowym wzorze. Wykonana z bezpiecznego szkła. Wygodne i bezpieczne użytkowanie dzięki antypoślizgowej powierzchni pokrytej silikonem. Płaski kształt.