
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/beurer-waga-lazienkowa-gs-490-biala-p-4695.html>

BEURER Waga łazienkowa GS 490 Biała



Numer katalogowy	GS 490 WHITE
Kod producenta	GS 490 WHITE
Kod EAN	4211125756673
Producent	Beurer

Opis produktu

Elegancka waga szklana.

Bardzo elegancka waga szklana z dużymi cyframi na wyświetlaczu LCD. Wykonana z bezpiecznego szkła. Nowoczesne połączenie materiałów: szykowny brzeg z wysokiej jakości obwódką o wyglądzie chromu.