

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:54

Link do produktu: <https://akmed.pl/bezdotykowy-termometr-lekarski-beurer-ft-90-p-4485.html>

## Bezdotykowy termometr lekarski BEURER FT 90



Numer katalogowy	<b>FT 90 NEW AGITO</b>
Kod producenta	<b>FT 90 NEW AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125795313</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Pomiar temperatury ciała, otoczenia i powierzchni

Bezdotykowy termometr lekarski FT 90 firmy Beurer zapewnia higieniczny i bezpieczny pomiar bez kontaktu ze skórą. Wykorzystana jest w tym celu podczerwień. Pomiar uzyskujemy w ciągu kilku sekund. O podwyższonej temperaturze informuje nas alarm.

[Wyrób medyczny](#)

**Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:**

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/wez-gleboki-oddech,103911.html>