

Link do produktu: <https://akmed.pl/biomagnetyczny-stabilizator-lokcia-2685-p-7663.html>



Biomagnetyczny stabilizator łokcia - 2685

Numer katalogowy **2685**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2685 Biomagnetyczny stabilizator łokcia.

Wykonany z oddychającego materiału posiada magnesy, które poprawiają krążenie krwi, pobudzają komórki, zmniejszają ból. Ponadto stabilizator wzmacnia i stabilizuje łokieć.

Numer katalogowy: 2685.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

S 23,2 cm - 26,0 cm

M 26,7 cm - 31,1 cm

L 31,8 cm - 37,5 cm

XL 38,1 cm - 43,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL