

Link do produktu: <https://akmed.pl/breg-stabilizator-kolana-fusion-oa-p-3281.html>



## BREG Stabilizator kolana Fusion OA

Numer katalogowy	<b>56B9-416AB</b>
Producent	<b>Breg</b>

### Opis produktu

Orteza idealnie nadaje się do użytkowania podczas codziennej aktywności jak i podczas uprawiania sportu. Został zaprojektowany przy użyciu najnowszej technologii ProForm, która zapewni komfort i dokładnie dopasowanie, nieograniczające przy tym możliwości ruchu kolana.

#### Używana przy:

- ACL
- PCL
- Władła poboczne
- Profilaktyczne zastosowanie przed kontuzjami
- Uszkodzenie łąkotki
- Uszkodzenie chrząstki kolanowej
- Spowolnienie powiększania się stanów zwyrodnieniowych

#### Cechy charakterystyczne:

- Bardzo lekki
- Podkładki pod ramką dopasowują się do kształtu nogi
- Ruchome mocowania taśm zwiększają komfort ruchu
- Technologia ProForm zapewnia komfortowe i dokładne dopasowanie, nie ograniczający przy tym ruchu.
- Łatwy w regulacji zegar
- Regulacja zegara bez konieczności używania innych narzędzi

**Rozmiar** 15 cm nad rzepką 15 cm pod rzepką:

XX = 10	XX = 20	XX = 30	XX = 35	XX = 40	XX = 50	XX = 60
XS 33 - 38 cm	S 38 - 46 cm	M 46 - 50 cm	M+ 50 - 53 cm	L 53 - 61 cm	XL 61 - 69 cm	XXL 69 - 76 cm
25 - 30 cm	30 - 36 cm	36 - 38 cm	38 - 41 cm	41 - 46 cm	46 - 51 cm	51 - 58 cm

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**TYP:** lewy , prawy