

Link do produktu: <https://akmed.pl/breg-stabilizator-kolana-fusion-xt-p-3280.html>



BREG Stabilizator kolana Fusion XT

Numer katalogowy **4268-330BB**

Producent **Breg**

Opis produktu

Orteza idealnie nadaje się do użytkowania podczas codziennej aktywności jak i podczas uprawiania sportu. Został zaprojektowany przy użyciu najnowszej technologii ProForm, która zapewnia komfort i dokładnie dopasowanie, nieograniczające przy tym możliwości ruchu kolana.

Używana przy:

- ACL
- PCL
- Więzadła poboczne
- Profilaktyczne zastosowanie przed kontuzjami

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo lekki
- Podkładki pod ramką dopasowują się do kształtu nogi
- Ruchome mocowania taśm zwiększają komfort ruchu
- Technologia ProForm zapewnia komfortowe i dokładne dopasowanie, nie ograniczający przy tym ruchu.

Rozmiar 15 cm nad rzepką 15 cm pod rzepką:

Rozmiar	15 cm nad rzepką	15 cm pod rzepką
SM	38 - 46 cm	30 - 36 cm
MD	46 - 50 cm	36 - 38 cm
MD+	50 - 53 cm	38 - 41 cm
LG	53 - 61 cm	41 - 46 cm
XL	61 - 69 cm	46 - 51 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL
TYP: lewy , prawy