

Link do produktu: <https://akmed.pl/breg-stabilizator-kolana-lpr-p-3282.html>



BREG Stabilizator kolana LPR

Numer katalogowy	42D3-8001D
Producent	Breg

Opis produktu

Połączenie wysoce gatunkowego aluminium i niskiego profilu zapewnia sztywności i wsparcie dla każdego pacjenta poszukującego lekkiego stabilizatora. Stabilizator Breg LPR poprzez zastosowane materiały i profil jest jednym z najlżejszych stabilizatorów dostępnych na rynku. Ukośnie otwarta przestrzeń nad kolaniem zapewnia chłodzenie przy zachowaniu pełnego zakresu ruchów kolana podczas uprawiania sportu.

Używana przy:

- ACL
- PCL
- więzadła poboczne
- profilaktyczne zastosowanie przed kontuzjami.

Cechy charakterystyczne:

- ultra lekki
- podkładki pod ramką dopasowują się do kształtu nogi
- ruchome mocowania taśm zwiększają komfort ruchu
- AifrTech Frame pads – Innowacyjne otwory i kanałki wentylacyjne podkładki stabilizatora zapewniają chłodzenie przy jednoczesnym odprowadzaniu potu i gorąca ze skóry.
- zastosowane aluminium zapewnia lekkość i maksymalną ochronę.

Rozmiary

Mierzymy 15 cm nad i pod środkową częścią rzepki oraz obwód kolana.

Rozmiar #	Rozmiar	Obwód kolana	Udo	Łydka
XX = 10	XS	28 - 32 cm	32,5 - 38,8 cm	25 - 30 cm
XX = 20	S	32 - 37 cm	38,8 - 45 cm	30 - 35 cm
XX = 30	M	37 - 39 cm	45 - 48,8 cm	35 - 37,5 cm
XX = 35	M+	39 - 41 cm	48,8 - 52,5 cm	37,5 - 40 cm
XX = 40	L	41 - 46 cm	52,5 - 60 cm	40 - 45 cm
XX = 50	XL	46 - 50 cm	60 - 67,5 cm	45 - 50 cm

XX = 60

XXL

50 - 56 cm

67,5 - 77,5 cm

50 - 57,5 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

TYP: lewy , prawy