



## But marszowy - 17"

Numer katalogowy **TGO-E BM-C 609**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**But marszowy 17"** składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV, miękkiego materiału z tkaniną CoolMax stanowiącego wewnętrzną wyściółkę oraz stabilizacji pneumatycznej.

Całość, poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów, umożliwia stały dostęp powietrza do skóry użytkownika oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci.

Orteza została wyposażona w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem umożliwiającą pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.

But marszowy stabilizuje stopę i podudzie w położeniu pośrednim (neutralnym), w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

### Wskazania do stosowania:

- leczenia pooperacyjne
- skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- alternatywa unieruchomienia gipsowego
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego

ROZMIAR	ROZMIAR OBUWIA
S	35-39
M	40-44
L	44-46

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S