

Link do produktu: <https://akmed.pl/but-marszowy-krotki-11-p-1607.html>



## But marszowy krótki - 11"

Numer katalogowy **TGO-E BM-C 609-1**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**But marszowy 11"** składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV, miękkiego materiału z tkaniną CoolMax stanowiącego wewnętrzną wyściółkę oraz stabilizacji pneumatycznej.

Całość, poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów, umożliwia stały dostęp powietrza do skóry użytkownika oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci.

But marszowy wyposażony jest w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę (z antypoślizgowym materiałem) umożliwiającą pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.

But marszowy stosowany jest w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie skokowym oraz dla poprawy czynności funkcjonalnych.

### Wskazania do stosowania:

- leczenia pooperacyjne
- skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- alternatywa unieruchomienia gipsowego
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego

ROZMIAR	ROZMIAR OBUWIA
S	35-39
M	40-44
L	44-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL