

Link do produktu: <https://akmed.pl/but-marszowy-krotki-ze-stabilizacja-pneumatyczna-p-1603.html>



## But marszowy krótki ze stabilizacją pneumatyczną

Numer katalogowy **14113 (S), 14115 (M), 14117 (L)**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**But marszowy krótki** składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV, oraz miękkiego materiału stanowiącego wewnętrzną wyściółkę, oraz stabilizacji pneumatycznej.

Całość, poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów, umożliwia stały dostęp powietrza do skóry użytkownika oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci.

But został wyposażony w system pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem umożliwiającą pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.

Pozycjonuje podudzie w położeniu pośrednim (neutralnym), w stanach pourazowych w obrębie stawów skokowych.

### Wskazania do stosowania:

- leczenie pooperacyjne
- skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- alternatywa unieruchomienia gipsowego
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego

ROZMIAR	ROZMIAR OBUWIA
S	37-38
M	39-43
L	44-46

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S