

Link do produktu: <https://akmed.pl/but-ortopedyczny-achilles-hitop-boot-p-3371.html>



But ortopedyczny ACHILLES HITOP BOOT

Numer katalogowy **E0E9-36523**

Producent **Breg**

Opis produktu

- wysoka konstrukcja ze specjalnie zaprojektowanymi klinami zabezpiecza przed rozciąganiem ścięgna Achillesa
- system wypinanych klinów (każdy po 10 stopni) w trakcie postępującej rehabilitacji
- stabilizacja stawu skokowego za pomocą specjalnych poduszek dla szybszego procesu rehabilitacji

Zastosowanie

- pooperacyjne doleczenie ścięgna Achillesa
- uszkodzenie ścięgna Achillesa

Rozmiar

X = 3

X = 5

X = 7

* Mierzyć wg rozmiaru obuwia

Rozmiar

SM

MD

LG

Rozmiar

obuwia

33 - 37

38 - 41

42 - 46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM