

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://akmed.pl/but-ortopedyczny-td-fix-walker-dlugi-p-3604.html>



## But ortopedyczny TD FIX WALKER Długi

Numer katalogowy	<b>U08002</b>
Producent	<b>Thuasne</b>

### Opis produktu

TD Fix Walker U08002 (wysoki) - U08102 (niski)

- Solidna stabilizacja dzięki metalowym wzmocnieniom bocznym o anatomicznym kształcie
- Szeroka, zaokrąglona podeszwa zapewniająca maksymalną stabilność
- Wygodna część górna dla lepszego dopasowania do budowy ciała
- Niezwykle lekki produkt zapewniający użytkownikowi wysoki komfort na co dzień
- Zdemontowany i nadający się do prania bucik wewnętrzny
- Regulowane na rzepy paski mocujące

Rozmiar buta  
XS S 35 - 38  
M 39 - 43  
L 44 - 47  
XL > 47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS