

Link do produktu: <https://akmed.pl/but-ortopedyczny-td-fix-walkerkrotki-p-3605.html>



## But ortopedyczny TD FIX WALKER Krótki

Numer katalogowy

**U08102**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

TD Fix Walker U08002 (wysoki) - U08102 (niski)

- Solidna stabilizacja dzięki metalowym wzmocnieniom bocznym o anatomicznym kształcie
- Szeroka, zaokrąglona podeszwa zapewniająca maksymalną stabilność
- Wygodna część górna dla lepszego dopasowania do budowy ciała
- Niezwykle lekki produkt zapewniający użytkownikowi wysoki komfort na co dzień
- Zdemontowany i nadający się do prania bucik wewnętrzny
- Regulowane na rzepy paski mocujące

Rozmiar buta

XS S 35 - 38

M 39 - 43

L 44 - 47

XL > 47

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS