

Link do produktu: <https://akmed.pl/chodziki-aluminiowy-trjokolowy-at51029-ca891l-p-6178.html>

Chodzik aluminiowy trójkołowy - AT51029 (CA891L)



Numer katalogowy	AT51029
------------------	----------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT51029 (CA891L) Chodzik aluminiowy trójkołowy

- Chodzik wyposażony jest w koszyk, tackę i torbę.
- Posiada funkcjonalną, trójkątną, składaną ramę z funkcją postojowego blokowania - wystarczy pociągnąć i zabezpieczyć ją specjalnym pokrętłem.
- Kółka 8" umożliwiają użytkowanie chodzika zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.
- Regulacja rączek umożliwia dopasowanie wysokości oraz jej zabezpieczenie za pomocą samogwintującego pokrętła.
- Specjalne pętlowe zamknięcie z aluminiowego odlewu jest łatwe w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo.

Parametry techniczne:

Waga: 6.5 kg

Maksymalna masa użytkownika: 115 kg

Rozmiar kół: 8"

Szerokość maksymalna: 63 cm

Długość maksymalna: 65 cm

Wysokość maksymalna: 97 cm

Wysokość minimalna: 82 cm

Odległość między rączkami: 45 cm

Długość tacki i koszyka: 28 cm

Szerokość tacki i koszyka: 24 cm

Wysokość koszyka: 19 cm

Maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg

Wysokość torby: około 35 cm