

Link do produktu: <https://akmed.pl/chodziki-aluminiowy-trjokolowy-at51029-ca891l-p-6178.html>

## Chodzik aluminiowy trójkołowy - AT51029 (CA891L)



Numer katalogowy	<b>AT51029</b>
------------------	----------------

Producent	<b>Antar</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

#### **AT51029 (CA891L) Chodzik aluminiowy trójkołowy**

- Chodzik wyposażony jest w koszyk, tackę i torbę.
- Posiada funkcjonalną, trójkątną, składaną ramę z funkcją postojowego blokowania - wystarczy pociągnąć i zabezpieczyć ją specjalnym pokrętłem.
- Kółka 8" umożliwiają użytkowanie chodzika zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.
- Regulacja rączek umożliwia dopasowanie wysokości oraz jej zabezpieczenie za pomocą samogwintującego pokrętła.
- Specjalne pętlowe zamknięcie z aluminiowego odlewu jest łatwe w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo.

#### **Parametry techniczne:**

**Waga:** 6.5 kg

**Maksymalna masa użytkownika:** 115 kg

**Rozmiar kół:** 8"

**Szerokość maksymalna:** 63 cm

**Długość maksymalna:** 65 cm

**Wysokość maksymalna:** 97 cm

**Wysokość minimalna:** 82 cm

**Odległość między rączkami:** 45 cm

**Długość tacki i koszyka:** 28 cm

**Szerokość tacki i koszyka:** 24 cm

**Wysokość koszyka:** 19 cm

---

**Maksymalne obciążenie koszyka:** 5 kg

**Wysokość torby:** około 35 cm