

## Chodzik Lux - AT51111



Numer katalogowy **AT51111**

Producent **Antar**

### Opis produktu

Składany aluminiowy chodzik na kółkach z pasem tylnym oraz podnóżkami do przechylania, dwoma uchwytami poziomymi z wyściółką oraz torbą na zamek błyskawicznym. Chodzik wyposażony jest w uruchamiany ręcznie hamulec oraz w hamulec postojowy uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się chodzika, skrętne kółka przednie i nieskrętne tylne.

- Odległość między uchwytami: 45 cm
- Wysokość siedziska: 54 cm
- Zakres regulacji wysokości uchwytów (regulacja w 6 położeniach): 81 cm – 93,6 cm
- Szerokość chodzika: 65,3 cm
- Szerokość siedziska: 45 cm
- Wysokość siedziska: 54 cm
- Waga całkowita: 7,85 kg
- Wymiary po złożeniu 70,6x25x81 cm
- Maksymalna waga użytkownika: 136 kg
- Maksymalne obciążenie torby: 5,5 kg
- Średnica kół przednich: 25 x 3,5 cm
- Średnica kół: 21 x 3,5 cm
- Promień skrętu: 17,7 cm