

Link do produktu: <https://akmed.pl/chwytnak-dla-osob-niepelnosprawnych-rf-750rf-751-p-7271.html>



## Chwytnak dla osób niepełnosprawnych RF-750/RF-751

Numer katalogowy	<b>10630</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- przeznaczony dla osób z problemem schylania się i chwytania
- posiada szczękę z wyłobieniem oraz magnes, który umożliwia chwytanie metalowych przedmiotów
- posiada profilowaną rękojeść

Nr kat	Cat. No	RF-751	RF-750
Długość	Lenght	760 mm	660 mm
Waga	Weight	160 g	170 g