

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/chwytek-handy-grip-66-cm-p-5785.html>

## Chwytek Handy Grip 66 cm

Numer katalogowy **80 13 053**

Producent **Meyra**



### Opis produktu

- lekko chodzący mechanizm
- specjalna dźwignia dla osłabionych dłoni
- łapki chwytne zamykają się przy uruchomieniu dźwigni
- posiada magnes

Numer katalogowy:  
80 13 053 (długość 66 cm, waga 0,185 kg)  
80 13 054 (długość 81 cm, waga 0,2 kg)

Długość uchwytu: 10 cm  
Rozwarcie uchwytu: ~7 cm (zmiennie)  
Obciążenie: 2 kg  
Kolor: czarno-srebrno-żółty