

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/chwytek-handy-grip-81-cm-p-5786.html>

Chwytek Handy Grip 81 cm

Numer katalogowy **80 13 054**

Producent **Meyra**



Opis produktu

- lekko chodzący mechanizm
- specjalna dźwignia dla osłabionych dłoni
- łapki chwytne zamykają się przy uruchomieniu dźwigni
- posiada magnes

Numer katalogowy:
80 13 053 (długość 66 cm, waga 0,185 kg)
80 13 054 (długość 81 cm, waga 0,2 kg)

Długość uchwytu: 10 cm
Rozwarcie uchwytu: ~7 cm (zmiennie)
Obciążenie: 2 kg
Kolor: czarno-srebrno-żółty