
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/chwytek-lim-80-cm-p-3682.html>

Chwytek LIM 80 cm

Numer katalogowy **W2600001201**

Producent **Thuasne**



Opis produktu

Chwytek LIM

- Do podnoszenie przedmiotów z podłogi.
- Do pozycji siedzącej : chwytek o zasięgu 65 cm.
- Do pozycji stojącej : chwytek o zasięgu 80 cm.
- Zacisk do mocowania przy urządzeniu ułatwiającym chodzenie.
- Wykonane z aluminium.

65 cm Ref. W2600 001 101

80 cm Ref. W2600 001 201