

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-automatyczny-microlife-a130-mowiacy-p-7789.html>

## Ciśnieniomierz automatyczny Microlife A130 Mówiący



Numer katalogowy	<b>13558</b>
Producent	<b>Microlife</b>

### Opis produktu

Ciśnieniomierz MICROLIFE A130 pozwala na odsłuchanie głosowych instrukcji oraz wyników pomiaru, które pomagają osobom niedowidzącym oraz niewidomym na uzyskanie najdokładniejszych wyników pomiarów. Funkcja mowy pozwala usłyszeć: wartości ciśnienia krwi wraz z klasyfikacją wyników zgodnie z zaleceniami WHO.

- Technologia PAD
- Technologia MAM
- Pamięć 100 ostatnich pomiarów
- Do wyboru 6 języków w tym j. POLSKI
- Mankiet 22 - 42 cm
- Podłączenie do komputera za pomocą USB
- Testowany klinicznie BHS protocol: A/A
- Kolorowy wskaźnik klasyfikacji ciśnienia wg. WHO

### Specyfikacja Techniczna

- WARUNKI PRACY: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 15 - 95 %
- WARUNKI PRZECHOWYWANIA: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 15 - 95 %
- WAGA: 480 G (Z BATERIAMI)
- WYMIARY: 180 X 110 X 75 MM
- SPOSÓB POMIARU: OSCYLOMETRYCZNY, ODPOWIADAJĄCY METODZIE KOROTKOFF'A: FAZA I SKURCZOWA, FAZA V ROZKURCZOWA
- ZAKRES POMIARU: 20 - 280 MMHG - CIŚNIENIE KRWI
- 40 - 200 UDERZEŃ NA MINUTĘ - TĘTNO
- ZAKRES WYŚWIETLANIA CIŚNIENIA W MANKIECIE: 0 - 299 MMHG
- ROZDZIELCZOŚĆ: 1 MMHG
- DOKŁADNOŚĆ STATYCZNA: CIŚNIENIE W ZAKRESIE  $\pm 3$  MMHG
- DOKŁADNOŚĆ POMIARU TĘTNA:  $\pm 5$  % WARTOŚCI ODCZYTU
- ŹRÓDŁO NAPIĘCIA: 4 X 1,5 V BATERIE ALKALICZNE ROZMIAR AA
- ZASILACZ 6 V DC 600 MA (OPCJA)
- ŻYWIOTNOŚĆ BATERII: OKOŁO 920 POMIARÓW (UŻYWAJĄC NOWYCH BATERII)

- 
- KLASA IP: IP20
  - NORMY: EN 1060-1 /-3 /-4 IEC 60601-1
  - IEC 60601-1-2 (EMC) IEC 60601-1-11