

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-automatyczny-rossmax-cf701-k-p-6160.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ciśnieniomierz Automatyczny ROSSMAX CF701 k

Numer katalogowy **ROSSMAX CF701 k**

Producent **ROSSMAX**

Opis produktu

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wykorzystujący technologię Digital Korotkow, czyli połączenie metody oscylometrycznej oraz sprawdzonej klinicznie metody osłuchowej. W urządzeniu zastosowano mankiety z dwoma czujnikami: ciśnienia i dźwięku, dzięki czemu wyniki pomiarów są dokładne i powtarzalne. Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sprawia że jest to ciśnieniomierz najlepszy w swojej klasie.

- Technologia Real Fuzzy
- Dwie metody pomiarowe - oscylometryczna i osłuchowa Korotkowa
- Wskaźnik ryzyka nadciśnienia
- Średnia z 3 ostatnich pomiarów
- Wykrywanie arytmii
- Pamięć 120 pomiarów dla 2 użytkowników z datą i godziną pomiaru
- Bezlętkowy mankiety 24-36 cm
- Duży wyświetlacz 57x73 mm
- Etui w zestawie
- Gwarancja 5 lat
- Dożywotnia usługa darmowej kalibracji