

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-automatyczny-rossmax-x1-p-6159.html>



## Ciśnieniomierz Automatyczny ROSSMAX X1

Numer katalogowy **ROSSMAX X1**

Producent **ROSSMAX**

### Opis produktu

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny wyposażony w czujnik ruchu oraz wskaźnik poprawnego założenia mankietu. Dzięki zastosowanym technologiom jest niezawodny, dokładny i prosty w obsłudze. Niezastąpiony w każdym domu.

- Technologia Real Fuzzy
- Czujnik poprawnego założenia mankietu
- Wskaźnik ryzyka nadciśnienia
- Czujnik ruchu
- Wykrywanie arytmii
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Bezłateksowy mankiety 24-40 cm
- Prosta obsługa
- Duży wyświetlacz 55x63 mm
- Gwarancja 5 lat
- Dożywotnia usługa darmowej kalibracji