

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-model-ds-10-ds-10a-p-7698.html>

Ciśnieniomierz elektroniczny Model DS-10 / DS-10a



Numer katalogowy **10589**

Producent **Nissei**

Opis produktu

POMIAR PODCZAS POMPOWANIA

technologia pozwalająca na określenie ciśnienia już w trakcie pompowania mankietu.

MANKIET UNIWERSALNY

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej metody, pozwala mierzyć ciśnienie u osób, u których obwód ramienia wynosi od 22 do 42 cm (zarówno u nastolatków, jak i u osób dorosłych).

Funkcje:

- Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
- Automatyczny pomiar.
- Pomiar w trakcie pompowania.
- Wskaźnik arytmii.
- Mankiet standardowy (22-32 cm).
- Określanie zakłóceń.
- W komplecie zasilacz (dla DS-10a).

Charakterystyka techniczna

Metoda pomiaru

Miejsce założenia mankietu

Typ ciśnieniomierza

Pompowanie

Wybór ciśnienia w mankiecie.

Pamięć na wyniki pomiarów

Zastosowany system

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru

Wyświetlacz

Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna

Rodzaj mankietu

Rozmiar mankietu

Materiał mankietu

Oscylometryczna

Ramię

Automatyczny

Automatyczny

Automatyczny

nie

Fuzzy Measurement

tak

LCD

tak

Standardowy

22-32 cm

Nylon

Zakres pomiaru ciśnienie	40-250 mmHg 40-160 1/minute
tętno	
Granica błęd pomiaru ciśnienie w mankietcie	±3 mmHg ±5 %
tętno	
Warunki eksploatacji urządzenia	od 10°C do 40°C
temperatura	85% i mniej
wilgotność względna	
Zasilanie	4x1.5V (AA) lub zasilacz (6V, 1.0 A)
Gniazdo do podłączenia zasilacza	tak
Waga, g	250
Wymiary gabarytowe	116.5 x 122.2 x 69.9 mm
Zawartość kompletu	jednostka elektroniczna, mankiet (w tym przewód powietrza i złączka), baterie - 4 szt., zasilacz (DS-10a), kieszeń, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie.
Producent	Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.