

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-model-ds-11-ds-11a-p-7697.html>

## Ciśnieniomierz elektroniczny Model DS-11 / DS-11a



Numer katalogowy **10588**

Producent **Nissei**

### Opis produktu

#### POMIAR PODCZAS POMPOWANIA

technologia pozwalająca na określenie ciśnienia już w trakcie pompowania mankietu.

#### MANKIET UNIWERSALNY

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej metody, pozwala mierzyć ciśnienie u osób, u których obwód ramienia wynosi od 22 do 42 cm (zarówno u nastolatków, jak i u osób dorosłych).

#### Funkcje:

- Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
- Automatyczny pomiar.
- Pomiar w trakcie pompowania.
- Wskaźnik arytmii.
- Mankiet uniwersalny (22-42 cm).
- Określanie zakłóceń.
- Pamięć na 60 wyników + wartość średnia.
- W komplecie zasilacz (dla DS-11a).

#### Charakterystyka techniczna

Metoda pomiaru	Oscylometryczna
Miejsce założenia mankietu	Ramię
Typ ciśnieniomierza	Automatyczny
Pompowanie	Automatyczny
Wybór ciśnienia w mankiecie.	Automatyczny
Pamięć na wyniki pomiarów	60
Średnia wartość pomiarów	tak
Zapis wyniku pomiaru pulsu	tak
Do edycji pamięci	tak
Zastosowany system	Fuzzy Measurement
Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru	tak

---

Wyświetlacz	LCD
Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna	tak
Wyświetlanie daty i godziny	tak
Rodzaj mankieta	Uniwersalny
Rozmiar mankieta	22-42 cm
Materiał mankieta	Nylon
Zakres pomiaru ciśnienia	40-250 mmHg
tętno	40-160 1/minute
Granica błęd pomiaru ciśnienia w mankiecie	±3 mmHg
tętno	±5 %
Warunki eksploatacji urządzenia	od 10°C do 40°C
temperatura	85% i mniej
wilgotność względna	
Zasilanie	4x1.5V (AA) lub zasilacz (6V, 1.0 A)
Gniazdo do podłączenia zasilacza	tak
Waga, g	250
Wymiary gabarytowe	116.5 x 122.2 x 69.9 mm
Zawartość kompletu	jednostka elektroniczna, mankieta (w tym przewód powietrza i złączka), baterie - 4 szt., zasilacz (DS-11a), kieszonka, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie.
Producent	Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.