

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-model-dsk-1031-p-7693.html>



Ciśnieniomierz elektroniczny Model DSK-1031

Numer katalogowy **10584**

Producent **Nissei**

Opis produktu

Funkcje:

- Ciśnieniomierz automatyczny na ramię.
- Automatyczny pomiar.
- Automatyczny wybór ciśnienia w mankiecie.
- Określanie ciśnienia tętna.
- Wskaźnik arytmii.
- Uformowany mankiet (22-42 cm).
- Klasyfikacja wg skali WHO.
- Kontrola prawidłowego założenia mankieta.
- Określanie zakłóceń.
- Wskaźnik wiarygodności pomiaru.
- Dwa bloki pamięci po 60 komórek w każdym + wartość średnia.
- W komplecie zasilacz.

Charakterystyka techniczna

Metoda pomiaru	Oscylometryczna
Miejsce założenia mankieta	Ramię
Typ ciśnieniomierza	Automatyczny
Pompowanie	Automatyczny
Wybór ciśnienia w mankiecie.	Automatyczny
Pamięć na wyniki pomiarów	2 x 60
Średnia wartość pomiarów	tak
Zapis wyniku pomiaru pulsu	tak
Do edycji pamięci	tak
Zastosowany system	Fuzzy Inflation
Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru	tak
Wyświetlacz	LCD
Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna	tak
Wyświetlanie daty i godziny	tak
Rodzaj mankieta	Wstępnie uformowany
Rozmiar mankieta	22-42 cm
Materiał mankieta	Nylon
Zakres pomiaru ciśnienie	40-250 mmHg
tętno	40-160 1/minute

Granica błędu pomiaru ciśnienia w mankiecie	±3 mmHg
tętno	±5 %
Warunki eksploatacji urządzenia	od 10°C do 40°C
temperatura	85% i mniej
wilgotność względna	
Zasilanie	4x1.5V (AA) lub zasilacz (6V, 1.0 A)
Gniazdo do podłączenia zasilacza	tak
Waga, g	406
Wymiary gabarytowe	115 x 115 x 67 mm
Zawartość kompletu	jednostka elektroniczna, mankiet (w tym przewód powietrza i złączka), baterie - 4 szt., zasilacz, kieszeń, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie.
Producent	Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.