



Ciśnieniomierz elektroniczny Model WS-820

Numer katalogowy **10587**

Producent **Nissei**

Opis produktu

Funkcje:

- Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek.
- Automatyczny pomiar.
- Mankiet w kształcie „M”.
- Mankiet ukształtowany odpowiednio do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).
- Dwa bloki pamięci po 30 komórek w każdym + wartość średnia.

Charakterystyka techniczna

Metoda pomiaru	Oscylometryczna
Miejsce założenia mankieta	Nadgarstek
Typ ciśnieniomierza	Automatyczny
Pompowanie	Automatyczny
Wybór ciśnienia w mankiecie.	Automatyczny
Pamięć na wyniki pomiarów	2 x 30
Średnia wartość pomiarów	tak
Zapis wyniku pomiaru pulsu	tak
Do edycji pamięci	tak
Zastosowany system	IQ System
Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru	nie
Wyświetlacz	LCD
Rozmiar wyświetlacza, mm	29 x 40
Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna	tak
Wyświetlanie daty i godziny	tak
Rodzaj mankieta	Mankiet M-Cuff
Rozmiar mankieta	12,5 - 21,5 cm
Materiał mankieta	Nylon
Funkcje	Model WS-820 uzyskał najwyższy wynik dokładności pomiaru (Szczegóły «GEK-Besser Journal leben» 2/2006).
Zakres pomiaru ciśnienie	40 -250 mmHg
tętno	40-160 1/minute
Granica błęd pomiaru ciśnienie w mankiecie	±3 mmHg
tętno	±5 %
Warunki eksploatacji urządzenia	od 10°C do 40°C

temperatura	85% i mniej
wilgotnosc wzgledna	
Zasilanie	2x1.5V (AAA)
Waga, g	105
Wymiary gabarytowe	31 x 64 x 71 mm
Zawartość kompletu	jednostka elektroniczna z mankietem, baterie - 2 szt, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie
Producent	Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.