

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:34

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-medisana-bu510-p-2778.html>

Ciśnieniomierz MEDISANA BU510



Numer katalogowy **BU510**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- W pełni automatyczny, cyfrowy ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.
- Funkcja pomiaru i wykrywania nieregularnej pracy serca.
- Pamięć 90 wyników z datą i godziną dla 2 osób.
- Graficzna interpretacja wyniku pomiaru wg zaleceń WHO.
- Duży, czytelny wyświetlacz pozwala w łatwy sposób odczytać wyniki badania wraz z datą i czasem pomiaru.
- Duży mankiet 22-36 cm.
- Przebadany klinicznie.