

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-medisana-cardio-compact-p-2776.html>

Ciśnieniomierz MEDISANA Cardio Compact



Numer katalogowy

Cardio

Producent

Horn

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- W pełni automatyczny, cyfrowy ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu.
- Funkcja pomiaru i wykrywania nieregularnej pracy serca.
- Pamięć 500 wyników z datą i godziną dla 2 osób.
- Funkcja uśredniania pomiarów z ostatnich 7 dni.
- Graficzna interpretacja wyniku pomiaru wg zaleceń WHO.
- Duży, czytelny niebieski wyświetlacz pozwala w łatwy sposób odczytać wyniki badania wraz z datą i czasem pomiaru.
- Mankiet 22-30 cm.
- Wyjście USB+kabel USB do współpracy z PC lub MAC.
- W czasie podróży może pełnić funkcję budzika, 2 strefy czasowe, funkcja drzemki i alarmu.
- Funkcja "gość" - pomiar bez zapisu w pamięci.
- Przebadany klinicznie.
- Aplikacja VitaDock.