

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:34

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-medisana-hgf-p-2780.html>

Ciśnieniomierz MEDISANA HGF



Numer katalogowy **HGF**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- W pełni automatyczny, cyfrowy ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na nadgarstku.
- Funkcja pomiaru i wykrywania nieregularnej pracy serca.
- Pamięć 60 wyników z datą i godziną dla 2 osób.
- Graficzna interpretacja wyniku pomiaru wg zaleceń WHO.
- Mankiet 14-19,5 cm.
- Przebadany klinicznie.