

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-beurer-bc-30-ft-09-p-4471.html>

## Ciśnieniomierz nadgarstkowy BEURER BC 30 + FT 09



Numer katalogowy	<b>BC 30 + FT 09 AGITO</b>
Kod producenta	<b>BC 30 + FT 09 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125650537</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Bezpieczeństwo w domu i w podróży.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 30 firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie. Cechy z zakładki "Więcej informacji" dotyczą ciśnieniomierza.

Funkcje FT 09:

- Wodoszczelny
- Nie zawiera rtęci ani szkła
- Nadaje się do dezynfekcji
- 1 miejsce w pamięci
- Automatyczne wyłączenie
- Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Produkt medyczny
- W etui
- W zestawie 1 bateria 1,55 V LR41
- Gwarancja: 3 lata