

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-beurer-bc-40-p-4455.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy BEURER BC 40

Numer katalogowy	BC 40 AGITO
Kod producenta	BC 40 AGITO
Kod EAN	4211125650612
Producent	Beurer

Opis produktu

Automatyczny pomiar podczas pompowania

Bezpieczeństwo w domu i w podróży. Ciśnieniomierz nadgarstkowy firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 40 dzięki funkcji automatycznego pomiaru podczas pompowania zapewnia szybkość i wygodę. Ma kompaktową formę.

Wyrób medyczny.