

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-beurer-bc-50-p-4457.html>

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BEURER BC 50



Numer katalogowy	BC 50 AGITO
Kod producenta	BC 50 AGITO
Kod EAN	4211125657079
Producent	Beurer

Opis produktu

Wyjątkowo płaski design

Bezpieczeństwo w domu i w podróży. Ciśnieniomierz nadgarstkowy firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 50 dzięki funkcji automatycznego pomiaru podczas pompowania zapewnia szybkość i wygodę. Podaje również średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni. A dzięki bardzo dużemu wyświetlaczowi wyniki łatwo jest odczytać.

Wyrób medyczny.