

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-beurer-bc-58-p-4458.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy BEURER BC 58

Numer katalogowy	BC 58 AGITO
Kod producenta	BC 58 AGITO
Kod EAN	4211125659165
Producent	Beurer

Opis produktu

Obsługa dotykowa za pomocą wyświetlacza w formacie XXL

Bezpieczeństwo w domu i w podróży. Ciśnieniomierz nadgarstkowy firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawmiania arytmii.

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)