

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-beurer-bc-80-p-4459.html>

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BEURER BC 80



Numer katalogowy	BC 80 AGITO
Kod producenta	BC 80 AGITO
Kod EAN	4211125657086
Producent	Beurer

Opis produktu

Nowoczesny ze złączem PC i kablem USB

Bezpieczeństwo w domu i w podróży. Ciśnieniomierz nadgarstkowy firmy Beurer oferuje bezpieczeństwo w kompaktowej formie.

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy BC 80 dzięki funkcji automatycznego pomiaru podczas pompowania zapewnia szybkość i wygodę. Podaje również średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni. Bardzo płaski z dużym, klarownym wyświetlaczem. Wyniki z łatwością przeniesiesz do komputera za pomocą złącza PC wraz z kablem USB.

Wyrób medyczny

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)