

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-35-p-4461.html>

## Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 35



Numer katalogowy	<b>BM 35 AGITO</b>
Kod producenta	<b>BM 35 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125654023</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Średnie poranne i wieczorne wyniki z ostatnich 7 dni

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO\*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerogowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.