

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-40-p-4462.html>

## Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 40



Numer katalogowy	<b>BM 40 AGITO</b>
Kod producenta	<b>BM 40 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125658151</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Duży wyświetlacz LCD

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO\*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.