

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:06

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-40-z-zasilaczem-p-4463.html>

## Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 40 z zasilaczem



Numer katalogowy	<b>BM 40 + ZASILACZ AGITO</b>
------------------	-----------------------------------

Kod producenta	<b>BM 40 + ZASILACZ AGITO</b>
----------------	-----------------------------------

Kod EAN	<b>4211125658175</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Beurer</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

Zasilacz w zestawie

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO\*. Oznacza to: bezwzględne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.