
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-44-p-4464.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 44



Numer katalogowy	BM 44 AGITO
Kod producenta	BM 44 AGITO
Kod EAN	4211125655013
Producent	Beurer

Opis produktu

Obsługa jednym przyciskiem

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.