

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-45-p-4465.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 45



Numer katalogowy	BM 45 AGITO
Kod producenta	BM 45 AGITO
Kod EAN	4211125658069
Producent	Beurer

Opis produktu

PODŚWIETLANY NA BIAŁO WYŚWIETLACZ XXL

- Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
- Średnia wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Podświetlony przycisk START/STOP
- Podświetlany na biało wyświetlacz XL
- Przyciski dotykowe
- Pamięć: 2 x 60 pomiarów
- Klasyfikacja wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
- Rozpoznanie arytmii
- Produkt medyczny
- Dla osób o obwodzie ramienia 22–36 cm
- Data i godzina/automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik zużycia baterii
- Pokrowiec
- W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
- Mankiet XL (35–44 cm) dostępny osobno
- Zasilacz dostępny osobno
- Gwarancja: 3 lata