

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-47-p-4466.html>

## Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 47



Numer katalogowy	<b>BM 47 AGITO</b>
Kod producenta	<b>BM 47 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125660208</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Kolorowa skala LED

- Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
- Średnia wszystkich zapisanych wyników pomiarów
- Średnie poranne i wieczorne ciśnienie krwi z ostatnich 7 dni
- Podświetlony przycisk START/STOP
- Bardzo czytelny, podświetlany na niebiesko wyświetlacz XL
- Pamięć: 4 x 30 pomiarów
- Klasyfikacja wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
- Rozpoznanie arytmii
- Produkt medyczny
- Dla osób o obwodzie ramienia 22–35 cm
- Data i godzina/automatyczne wyłączenie
- Komunikaty błędów
- Wskaźnik zużycia baterii
- Pokrowiec
- W zestawie 4 baterie 1,5 V AA
- Mankiet XL (30–42 cm) dostępny osobno
- Gwarancja: 3 lata