

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-55-p-4467.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 55



Numer katalogowy	BM 55 AGITO
Kod producenta	BM 55 AGITO
Kod EAN	4211125658076
Producent	Beurer

Opis produktu

Opatentowany wskaźnik spoczynku

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)