

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-58-p-4468.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 58



Numer katalogowy	BM 58 AGITO
Kod producenta	BM 58 AGITO
Kod EAN	4211125655167
Producent	Beurer

Opis produktu

DOTYKOWY WYŚWIETLACZ

Złącze PC oraz kabel USB w zestawie

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezwzględne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzeregowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)