
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:03

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-77-bluetooth-p-4479.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 77 BLUETOOTH



Numer katalogowy	BM 77 BT
Kod producenta	BM 77 BT
Kod EAN	4211125658328
Producent	Beurer

Opis produktu

Opatentowany wskaźnik spoczynku zapewniający dokładność pomiaru

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezzwłoczne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)