

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-beurer-bm-85-p-4470.html>

Ciśnieniomierz naramienny BEURER BM 85



Numer katalogowy	BM 85 AGITO
Kod producenta	BM 85 AGITO
Kod EAN	421125658090
Producent	Beurer

Opis produktu

Ciśnieniomierz z akumulatorem litowo-jonowym

Nasze ciśnieniomierze oferują graficzną interpretację wartości pomiaru ciśnienia krwi według wytycznych organizacji WHO*. Oznacza to: bezwzględne potwierdzenie wyniku poprzez zaszerzowanie wartości pomiaru ciśnienia krwi, które ułatwia natychmiastowe rozpoznanie wartości krytycznych. Są w pełni automatyczne oraz posiadają funkcję rozpoznawania arytmii.

Pobierz Beurer HealthManager: [TUTAJ](#)