

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-horn-hm2-basic-plus-p-2772.html>

Ciśnieniomierz naramienny HORN HM2 Basic plus



Numer katalogowy **HM2**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- Ciśnieniomierz naramienny HORN HM2 Basic plus
- Dzięki technologii Fuzzy Logic ciśnieniomierz automatycznie określa najodpowiedniejsze ciśnienie powietrza w mankiecie, co zapewnia eliminację dyskomfortu wywołanego nadmiernym napompowaniem mankieta oraz zapewnia dokładny pomiar.
- Wyświetlacz wskazuje ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, puls.
- Wskaźnik nieregularnej pracy serca - automatycznie wykrywa nieregularną pracę serca i ostrzega użytkownika.
- Pamięć 90 pomiarów dla użytkownika.
- Opatentowany, stożkowy mankieta wykonany z materiałów wolnych od lateksu (24 - 36cm).
- Wysoką jakość urządzenia potwierdza 3 letnia gwarancja.
- Dostarczany z etui.