

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-horn-hm3-plus-p-2773.html>

Ciśnieniomierz naramienny HORN HM3 plus



Numer katalogowy **HM3**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- Ciśnieniomierz naramienny HORN HM3 plus.
- Dokładny pomiar ciśnienia krwi na ramieniu.
- Dzięki technologii Fuzzy Logic ciśnieniomierz automatycznie określa najodpowiedniejsze ciśnienie powietrza w mankiecie, co zapewnia eliminację dyskomfortu wywołanego nadmiernym napompowaniem mankieta oraz zapewnia dokładny pomiar.
- Wyświetlacz wskazuje ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, puls, datę, czas.
- Wskaźnik ryzyka nadciśnienia - porównuje wyniki pomiaru z wytycznymi WHO.
- Wskaźnik nieregularnej pracy serca - automatycznie wykrywa nieregularną pracę serca i ostrzega użytkownika.
- Pamięć dla dwóch użytkowników - dla każdego użytkownika możliwość zapisu 60 pomiarów.
- Funkcja uśredniania wyników z 3 ostatnich pomiarów.
- Sygnalizacja przypominająca o pomiarze - urządzenie posiada programowalną funkcję alarmu przypominającego o pomiarach.
- Opatentowany, stożkowy mankieta wykonany z materiałów wolnych od lateksu (24 - 36cm).
- Możliwość podłączenia ciśnieniomierza do komputera za pomocą kabla USB.
- Wysoką jakość urządzenia potwierdza 5 letnia gwarancja.
- Dostarczany z etui.