

Link do produktu: <https://akmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-p-2976.html>

Ciśnieniomierz naramienny



Numer katalogowy

YE-690A

Producent

Timago

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- Duży czytelny wyświetlacz
- Wyposażony w alarm arytmii
- Automatyczna pamięć pomiarów

Dane techniczne:

Wyświetlacz

LCD, alarm arytmii
pomiar oscylacyjny

Metoda pomiarów

Zakres pomiarów:

- Ciśnienie skurczowe
- Ciśnienie rozkurczowe

60-230mmHg

10-130mmHg

Tętno

40-200u./min

Dokładność pomiaru ciśnienia

+/-3mmHg

Dokładność pomiaru pulsu

+/-5% wartości

Sposób działania

przerwany

Klasyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego

Typ BF

Zasilanie

prąd stały, 4x bateria AAA 6V 600mA

Pamięć

2 grupy po 74 pomiarów każda